

Descrizione del prodotto

LoFric® Elle™, catetere urinario monouso, idrofilo, pronto all'uso, destinato al cateterismo urinario intermittente.

Sterilizzazione e periodo di validità

Sterilizzato per irradiazione. Utilizzare prima della data di scadenza riportata sulla confezione.

Confezione

30 cateteri per confezione cliente. 2 confezioni cliente per scatola di trasporto.

Composizione (materiale)

Rivestimento della superficie idrofilica:
Polivinilpirrolidone (PVP).

Catetere:
Elastomero a base poliiolefinica (POBE).

Liquido:
Soluzione a base di acqua con glicerolo.

Confezione singola:
Polipropilene.


Gamma di prodotti

Riferimenti	Tipo	Lunghezza	Dimensioni
418 10 30	LoFric® Elle™ Nelaton (donna)	10 cm*	CH 10
418 12 30	LoFric® Elle™ Nelaton (donna)	10 cm*	CH 12
418 14 30	LoFric® Elle™ Nelaton (donna)	10 cm*	CH 14

*Lunghezza effettiva, lunghezza del catetere che può essere inserita nel corpo.



Confezione comodo per l'uso.



- Progettato per essere intuitivo, grazie all'impugnatura ergonomica - per una buona presa e tecnica no-touch. Si collega ad una sacca di raccolta standard o ad una prolunga standard.
- Pronto all'uso: pronto al bisogno per garantire un rapido utilizzo del catetere e ottimizzare i tempi della procedura del cateterismo.
- Design sottile e discreto.
- Il contenitore inferiore è riciclabile come plastica (polipropilene).
- Fabbricato senza PVC, ftalati e lattice.
- Fori lisci.^{1,2}
- I cateteri LoFric sono rivestiti con l'esclusiva Urotonic Surface Technology. In questo modo, il catetere resta liscio e sicuro sia durante l'inserimento sia durante l'estrazione.^{3,4}



LoFric® Elle™

Riferimenti

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

In Wellspect sviluppiamo soluzioni innovative per la cura della continenza che migliorano la qualità della vita delle persone con problematiche vescicali ed intestinali. Ispiriamo i nostri utilizzatori a sviluppare la fiducia in se stessi e l'indipendenza, come la salute e il benessere. Siamo leader del settore da oltre 40 anni con i nostri marchi LoFric® e Navina™. Puntiamo sempre a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti e ci impegniamo con passione per diventare neutrali dal punto di vista climatico. Lavoriamo insieme agli utilizzatori e ai professionisti sanitari per migliorare i risultati clinici in modo sostenibile, ora e per il futuro.

Wellspect. A Real Difference.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi, visitare [Wellspect.it](https://www.wellspect.it)
Unitevi alla conversazione su LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

wellspect.it

Sede Italiana Wellspect s.r.l, via Isonzo 65, 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), Italia.
Numero Verde: +39 800 010601. www.wellspect.it

LoFric



Fabbricante: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Numero Verde: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only