



UN NUOVO MODO
PER AIUTARE
IL PAZIENTE A
SENTIRSI AL SICURO

L'inserto per incontinenza fecale Navina è un'innovazione progettata per prevenire perdite intestinali accidentali.

Navina™

DALLA PREOCCUPAZIONE A UNA NUOVA SPERANZA

Cos'è davvero la qualità della vita? Bisognerebbe chiederlo alle persone con problemi intestinali che evitano di uscire di casa per paura di perdite e incidenti imbarazzanti. Quando tutto è condizionato dalla vicinanza ai servizi igienici, la vita subisce enormi limitazioni. Di fatto, l'incontinenza può sfociare nel rinvio di trattamenti, nell'isolamento autoimposto e nella depressione.

Wellspect presenta una soluzione intelligente ideata per facilitare la gestione dei sintomi dell'incontinenza fecale. Questa recente innovazione è l'insero per incontinenza fecale Navina, morbido e flessibile, composto da silicone e da un fluido. La soluzione terapeutica è basata sulla dinamica dei fluidi per rendere anatomico l'insero e prevenire efficacemente la perdita involontaria di feci.

"Non è una cosa che mi capita di dire spesso, ma sono molto soddisfatto di questo prodotto. Noto che cambia davvero la vita dei miei pazienti."


Bev Collins, Capoinfermiera specializzata,
Wellspect HealthCare, Regno Unito




ISTRUZIONI DETTAGLIATE




1. Reggere l'insero prelubrificato mediante l'applicatore di plastica bianca e allineare la punta del bulbo con l'ano.



2. Spingere delicatamente l'insero fino a quando la parte esterna più larga poggia sull'ano. Estrarre l'applicatore e smaltirlo con i rifiuti indifferenziati.



3. L'insero riempito di fluido segue le linee del corpo e consente di prevenire le perdite.



4. Per rimuovere il dispositivo, afferrare la parte esterna e tirare delicatamente per estrarre l'insero. Smaltire l'insero con i rifiuti indifferenziati.



UN DESIGN INNOVATIVO CHE ISPIRA FIDUCIA

L'inserto flessibile riempito con un liquido è progettato per modificarsi, spostarsi e adattarsi ai movimenti della persona perché il movimento del fluido viene trasferito a tutto il dispositivo. Questo lo rende facile da inserire e rimuovere e comodo da indossare. L'inserto per incontinenza fecale Navina è progettato per facilitarne l'utilizzo, impedire le perdite e consentire una vita indipendente e attiva.



IGIENE E FACILITÀ D'USO

L'applicatore in plastica mantiene stabile l'inserto durante l'inserimento e permette di non sporcarsi le dita.

FLESSIBILITÀ E COMFORT

Realizzato in morbido silicone e riempito di un fluido omogeneo, l'inserto è accuratamente realizzato per garantire un inserimento confortevole e per adattarsi e seguire i movimenti.

POSIZIONAMENTO SICURO

L'ampia parte esterna si ripiega comodamente ed è progettata per tenere il dispositivo in posizione.

DOPPIA TENUTA

Innanzitutto, la parte a forma di bulbo dell'inserto poggia sulla giunzione anorettale, creando un sigillo che previene il rilascio accidentale di feci. In secondo luogo, la parte allungata si adatta e riempie il canale anale facendo sì che la pressione degli sfinteri sigilli il canale stesso per evitare perdite intestinali.

**CONTATTACI OGGI. I TUOI
PAZIENTI NE TRARRANNO
BENEFICIO DOMANI.**

Per domande o per richiedere materiale informativo per i pazienti, contatta il servizio clienti Wellspect.
www.wellspect.it

In Wellspect crediamo nel valore delle persone che hanno contribuito al nostro successo quali fornitori leader di soluzioni terapeutiche innovative dedicate alla gestione della vescica e dell'intestino, come i famosi marchi LoFric® e Navina™. Grazie all'esperienza di migliaia di utilizzatori e professionisti sanitari in tutto il mondo che ispirano le nostre innovazioni, sappiamo che lavorare insieme è la strada migliore per fare progressi nella cura della continenza, offrendo ai nostri utilizzatori più tempo per la vita. Basandoci sull'esperienza e l'affidabilità maturata in oltre 30 anni di innovazioni che migliorano la qualità della vita, ci battiamo con passione ogni giorno per fare una reale differenza per tutte le persone che hanno bisogno dei nostri prodotti e servizi.

Wellspect. A Real Difference.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sulla nostra iniziativa Advancing Continence Care Together (ACCT), visita Wellspect.it.

Seguici su Facebook.

wellspect.it



Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us



Importatore: Wellspect HealthCare
(una divisione di Dentsply IH AB)
Aminogatan 1
Molndal - Sweden



MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germania